



# X-tension

## Anleitung

X-tension wurde entwickelt, um der Dorsalflexion entgegenzuwirken oder diese zu verhindern.



- 1) Wenn Ihre Orthese einen Anschlag erfordert, richten Sie die AFO in sagittaler Ebene aus, bevor Sie X-tension installieren. (SNAPSTOP ist der einzige plantare Flexionsanschlag, der sich der Geometrie der X-tension anpasst.)
- 2) Positionieren Sie das X-tension Band an der hinteren Seite der AFO, mit dem SNAPSTOP Fenster direkt über dem SNAPSTOP. (Wenn der SNAPSTOP nicht genutzt wird, positionieren Sie die Unterseite des SNAPSTOP Fensters in Höhe der Knöchelgelenkachse.
- 3) Markieren Sie die Position der beiden unteren Montagebohrungen auf dem Kunststoff mit einem Markierungsstift.
- 4) Bohren Sie mit einem 3,2 mm Bohrer an den markierten Stellen).
- 5) Befestigen Sie das untere Band mit Hohlrieten (für die dynamische X-tension) oder Kupferrieten (für die statische X-tension).
- 6) Wenn die beiden unteren Löcher gesichert sind, ziehen Sie das X-tension Band über die AFO und markieren Sie die beiden oberen Montagebohrungen. (Um die Spannung im X-tension zu erhöhen, bohren Sie Ihre Löcher etwas oberhalb und seitlich Ihrer Markierungen.).
- 7) Bohren Sie mit einem 3,2mm Bohrer an den markierten Stellen.
- 8) Ziehen Sie das X-tension Band ein wenig (für die dynamische X-tension) und richten Sie die Löcher aus. Befestigen Sie das obere Band mit Hohlrieten (für die dynamische X-tension) oder Kupferrieten (für die statische X-tension).



**Dieses Produkt sollte ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt und unter Anleitung eines zertifizierten Orthopädietechnik-Mechaniker nach den zur Verfügung gestellten Anleitungen hergestellt werden.**





Manufactured by LaunchPad O&P  
2545 Chicago Ave, Suite 507, Minneapolis, MN 55404 USA

Authorized Representative EU:  
Dirame Ortho, ASSESTEENWEG 27-29, B-1740 TERNAT, Belgium  
T: +32 (0)2 582 82 50 / F: +32 (0)2 582 61 12

