



# X-tension

## Instructions d'utilisation

L'X-Tension est développé freiner ou bloquer la flexion dorsale.



- 1) Si votre orthèse nécessite une butée, alignez d'abord votre orthèse dans le plan sagittale avant de placer l'X-tension (SNAPstop est la seule butée qui correspond à la forme de l'X-tension)
- 2) Placez l'X-Tension au-dessus de l'ouverture pour le SNAPstop (postérieur). (Si vous n'utilisez pas le SNAPstop, alignez le bas de l'ouverture pour le SNAPstop avec l'axe de la cheville).
- 3) Marquez sur le plastic l'endroit des 2 trous de montage inférieurs.
- 4) Percez un trou de 3 mm aux endroits indiqués.
- 5) Fixez la base de l'X-Tension avec des rivets tubulaires (pour l'X-Tension Dynamique) ou des rivets en cuivre (pour l'X-Tension statique).
- 6) Tirez l'X-Tension au-dessus du SNAPstop et marquez les 2 trous de montage supérieurs.
- 7) Percez un trou de 3 mm aux 2 endroits indiqués. Pour augmenter la tension, faites ces marques légèrement au-dessus et à l'extérieur des endroits marqués.
- 8) Tirez l'X-Tension légèrement (si Dynamique) et alignez les trous. Fixez le haut de l'X-Tension avec des rivets tubulaires (pour l'X-Tension Dynamique) ou des rivets en cuivre (pour l'X-Tension statique).



**Ce produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu et doit être fabriqué sous la direction d'un orthoprothésiste certifié conformément aux instructions fournies.**





Manufactured by LaunchPad O&P  
2545 Chicago Ave, Suite 507, Minneapolis, MN 55404 USA

Authorized Representative EU:  
Dirame Ortho, ASSESTEENWEG 27-29, B-1740 TERNAT, Belgium  
T: +32 (0)2 582 82 50 / F: +32 (0)2 582 61 12

