



# X-tension

## Gebruiksaanwijzing

X-Tension is ontwikkeld om de dorsiflexie te remmen of te stoppen.



- 1) Als uw orthese een stop nodig heeft, lijn eerst de AFO sagitaal uit alvorens u de X-Tension plaatst. (SNAPstop is de enige stop die past bij de vorm van de X-tension)
- 2) Plaats de X-Tension over de SNAPstop-opening (posterieur). Wanneer u geen SNAPstop gebruikt, lijn dan de onderkant van de SNAPstop-opening uit met het draaipunt van de enkel.
- 3) Markeer op de plastic de plaats van de opening van de 2 onderste gaten.
- 4) Boor in de plastic een gat van 3 mm op de aangeduide plaatsen in de plastic.
- 5) Maak de X-Tension onderaan vast met tubulaire rivetten (bij een dynamische X-Tension) of koperen rivetten (bij een statische X-Tension).
- 6) Trek de X-Tension over de SNAPstop en markeer op de plastic de plaats van de 2 bovenste gaten.
- 7) Doorboor de plastic (3mm) op de 2 aangeduide plaatsen. Voor meer spanning, boor de gaten iets boven en buiten de aangeduide plaatsen.
- 8) Strech de X-tension band lichtjes (indien Dynamisch) en lijn de openingen uit. Maak de X-Tension bovenaan vast met tubulaire rivetten (bij een dynamische X-Tension) of koperen rivetten (bij een statische X-Tension)..



**Dit artikel mag enkel gebruikt worden voor het beoogde doel en moet verwerkt worden onder leiding van een erkend orthopedisch instrumentmaker, volgens de hier beschreven gebruiksinstructies.**



[www.launchpad-europe.eu](http://www.launchpad-europe.eu)



NEDERLANDS

Manufactured by LaunchPad O&P  
2545 Chicago Ave, Suite 507, Minneapolis, MN 55404 USA

Authorized Representative EU:  
Dirame Ortho, ASSESTEENWEG 27-29, B-1740 TERNAT, Belgium  
T: +32 (0)2 582 82 50 / F: +32 (0)2 582 61 12

